

Das kompakte Tischgerät mit dem großen Fassungsvermögen und den Leistungen eines Großgerätes. Das neue Konzept des LABOKLAV 25 besticht durch überzeugende technische Lösungen und ein völlig neues Design. Das Gerät mit Durchblick", Kammerdeckel aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Frontabdeckung aus Sicherheitsglas, LED Kammerbeleuchtung und farbigen LED Betriebszustandsleuchten.

Äußerst kompakt und platzsparend konzipiert bietet es alle Möglichkeiten eines großen Laborautoklaven:

- Sterilisation von Flüssigkeiten in offenen und leicht verschlossenen Gefäßen
- Instrumentensterilisation, auch mit Vorvakuum und Trocknungsvakuum
- Vernichtungssterilisation bei 134° C

LABOBLUE - Kühlung Option M

- Luftkühlung ohne Einsatz von Kühlwasser
- für offene und leicht verschlossene Gefäße

Die Serie LABOKLAV kann optional mit einer hocheffektiven Rückkühleinrichtung für Flüssigkeiten ausgerüstet werden. Damit wird ein beschleunigtes Abkühlen der Flüssigkeiten erreicht. Dadurch reduziert sich im Ergebnis die Abkühlphase um bis zu 50%*.

