

## LABOARCHIV - Aufzeichnung einfach gemacht

- RS 485 serienmäßig
- 4 MB Speicherchip zum Archivieren von Daten serienmäßig

Die Geräte können mit einem Aufzeichnungssystem ausgerüstet werden. Die Ausgabe erfolgt auf einen eingebauten Nadeldrucker (Option) und kann über die integrierte Schnittstelle an ein PC-gestütztes Aufzeichnungssystem angebunden werden (Option). In die Steuerung der Basisausführung integriert ist eine Archivfunktion. Der integrierte 4 MB Speicherchip speichert mindestens 100 Zyklusdaten (je nach Umfang des Zyklus können auch mehr möglich sein). Diese sind nachträglich auslesbar

