

### **LABOBLUE - sparsam und ressourcenschonend**

- hohes Beladevolumen
- geringere Stromkosten

Durch die kompakte Bauweise wird nicht nur teurer Edelstahl gespart, auch ist weniger Heizleistung erforderlich, um das Sterilgut auf die geforderte Temperatur zu bringen. In der Kühlphase muss nur die Energie herausgebracht werden, die zuvor eingebracht wurde. Das Gerät ist mit einer Heizleistung ausgestattet, die optimal auf die Kammergröße und die Prozesse abgestimmt ist. Diese Anpassung der Heizleistung führt zu deutlichen Einsparungen in den Betriebskosten und schnelleren Prozessen. LABOKLAV bietet Kammerabmessungen, die immer eine optimale Beladung ermöglichen, gegenüber vergleichbaren Kammervolumina ist oft eine höhere Beladungsmenge möglich.

