

LABOSECURE - sicheres Verschlussystem mit Thermosperre

- vollautomatisches, motorisch betriebenes Verschlussystem
- Thermosperre zur Verhinderung von Siedeverzug
- wärmeisolierte Griffmulden

Nach dem Beladen muss der Deckel nur angedrückt werden, auf Knopfdruck wird er motorisch verschlossen. Eine T-Profilichtung aus Silikon sorgt für einen druckdichten Abschluss. Mehrere Sicherheitsketten verhindern ein ungewolltes oder manipulatives Öffnen des Deckels unter Druck oder zu hoher Temperatur (Thermosperre). Im Programm "Flüssigkeiten" wird die Referenztemperatur über den serienmäßigen PT 100 Referenzfühler aufgenommen und steuert den Sterilisationsbeginn. Das komplette System kommt ohne den Einsatz von Druckluft aus.

