

## LABOSELECT - eine Steuerung für alle Geräte

- Folientastatur mit klaren und einfach zu verstehenden Symbolen
- großes LCD Display
- alle Prozessdaten werden angezeigt
- bis zu 20 Programme auf Knopfdruck abrufbar
- codegesicherter Programmzugriff
- Programme sind individualisierbar

Eine einfache, sicher erkennbare und schnell zu verstehende Bedientastatur vermeidet Fehler und erhöht die Sicherheit. Klare Symbole führen durch das Menü, Programme lassen sich auf Knopfdruck abrufen, das große und helle Display informiert ständig über alle relevanten Prozessparameter, angewähltes Programm und Programmstatus. Sollte es doch mal zu einer Fehlermeldung kommen, wird diese im Display verständlich angezeigt.

Entsprechend der Ausbaustufe verfügt das Gerät über bis zu 20 Programme. Es ist möglich, Programmplätze mit individualisierten Programmen sowie die Programmbezeichnung zu belegen.

